




3shape
communicate

sirona
Connect

hdm
HANSEATIC DENTAL
MANUFAKTUR NORD



ENTSPANNUNG
FÜR IHRE
ZÄHNE



Informationen

Sie fragen wir antworten

Welche Schienenarten gibt es?

Funktions-, Aufbiss- und Schutzschienen.

Wie lange muss ich die Schiene tragen?

Die Tragezeit Ihrer Schiene wird individuell von Ihrem Zahnarzt festgelegt. Das Tragen in der Nacht wird empfohlen. Die allgemeine Empfehlung für das Tragen einer Schiene beträgt 24 Stunden. Lediglich zu den Mahlzeiten und zum Trinken (außer Wasser) wird die Schiene herausgenommen.

Wie pflege ich die Schiene richtig?

Ganz einfach. Benutzen Sie eine Zahnbürste, Zahnpasta ohne Schleifmittel und reinigen Sie die Innen- und Außen-seite der Schiene täglich. Gern können Sie die Schiene auch in einem Ultraschallbad reinigen. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Schiene haben, finden Sie hier Pflegehinweise für Ihre Schiene.



Wann sollte ich zur Kontrolle oder Anpassung der Schiene zurückkommen?

Diese Entscheidung teilt Ihnen Ihr Zahnarzt / Ihre Zahnärztin beim Aufklärungsgespräch mit.

Wie kann ich die Schiene aufbewahren, wenn ich sie gerade nicht trage?

Sie erhalten von uns gratis eine hübsche Schienenbox zum Transport Ihrer Schiene.

Kontakt zu uns

Hanseatic Dental
Manufaktur Nord GmbH
Bergstraße 8 - 21465 Reinbek

T 040 - 727 962 8

F 040 - 728 120 55

info@hdm-reinbek.de
www.hdm-reinbek.de



Patienteninformation

Auf die Schiene gesetzt



Der Klassiker unter den Schienen

- Transparente Schiene aus PMMA-Kunststoff (Polymethylmethacrylat)
- Schutzschiene für Bruxer und Knirscher
- Eignung als Aufbisschiene
- Gefräst im CAD/CAM-Verfahren

VORTEILE DER HANSEATIC DENTAL CLASSIC SPLINT

- ⊕ Beste Passgenauigkeit und Bruchstabilität
- ⊕ Optisch ansprechende Schiene
- ⊕ Geschmacksneutralität
- ⊕ Gute Verträglichkeit + hohe Biokompatibilität
- ⊕ Kassenleistung



Erhöhter Tragekomfort

- Flexible und glasklare Schiene
- „Memory Effekt“ durch Flexibilisierung, dadurch passt sich die Schiene leicht an
- Vor Gebrauch in warmes Wasser (40° - 50°C) legen
- Gefräst im CAD/CAM-Verfahren

VORTEILE DER HANSEATIC DENTAL COMFORT SPLINT

- ⊕ Tragekomfort durch das flexible Material
- ⊕ Präzise Anpassung im Mund
- ⊕ Keine Vergilbung, da frei von Amininen
- ⊕ Stabilisierung der Kiefergelenke
- ⊕ Gute Verträglichkeit + höchste Biokompatibilität
- ⊕ Kassenleistung nach Antragstellung bei der Krankenkasse

Herstellung Ihrer individuell angepassten Schiene:

